

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsm14A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nd56

Número de artículo: CM0019584



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a LSM14A (RAP55) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Herramienta clave para el estudio de los cuerpos P, la represión traduccional y la regulación del huso mitótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LSM14A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26065
GeneID	26065
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LSM14A humana (NP_001107565.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8ND56
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo