


Anticuerpo Policlonal Anti-Lsm2 Para Wb, Elisa - Q9Y333

Número de artículo: CM0027575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LSM2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta una proteína de 11 kDa, con reactividad confirmada en muestras humanas. Optimizado para aplicaciones de investigación sobre el empalme de pre-ARNm y el espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LSM2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57819
GeneID	57819
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y333
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo