

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsm3 Para Wb, Elisa - P62310

Número de artículo: CM0016192



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LSM3 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, que detecta la proteína similar a Sm LSM3 asociada al snRNA U6 humano y de ratón, un componente del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra LSM3
Observaciones/Alias	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	27258
ID del gen	27258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-102 de LSM3 humano (NP_055278.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P62310
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo