

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lsm4 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4Z0

Número de artículo: CM0028461



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LSM4, una proteína similar a Sm asociada al snRNA U6 implicada en el procesamiento del pre-mRNA. Validado para Western blot (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LSM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRP; YER112W; LSM4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25804
GeneID	25804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-139 de LSM4 humano (NP_036453.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4Z0
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo