

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lsp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P33241

Número de artículo: CM0005927



Introducción

LSP1 Rabbit mAb (P33241) validada para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA en humano, ratón, rata. Específica de la proteína 1 específica de linfocitos, ideal para la investigación de la activación de neutrófilos y la quimiotaxis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LSP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	WP34; pp52; LSP1
Especie	Humano
GeneID	4046
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33241
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo