

Anticuerpo Policlonal Anti-Lsp1 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

Número de artículo: CM0029547



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LSP1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudiar la activación y quimiotaxis de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-LSP1
Observaciones/Alias	WP34; pp52; LSP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4046
GeneID	4046
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de LSP1 humano (NP_002330.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P33241
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo