

Anticuerpo Policlonal Anti-Lsr Para Wb Y Elisa - Q86X29

Número de artículo: CM0029455

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LSR humano (receptor de lipoproteínas estimulado por la lipólisis), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de aclaramiento de lipoproteínas y biología de uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LSR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ILDR3; LISCH7; LSR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51599
GeneID	51599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-240 del LSR humano (NP_057009.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86X29
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo