


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Número de artículo: CM0016616



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LTA humana (Linfotoxina-alfa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación de citoquinas y necrosis tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4049
ID de Gen	4049
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-205 de la LTA humana (NP_000586.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01374
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo