


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lta4H Para Wb - P09960

Número de artículo: CM0009961



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LTA4H humano (leucotrieno A4 hidrolasa) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inflamación y mediadores lipídicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LTA4H Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LTA4H; leucotrieno A4 hidrolasa
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4048
ID de Gen	4048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-600 de LTA4H humano (P09960)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09960
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo