


Anticuerpo Policlonales Anti-Lta4H Para Wb Y Elisa - P09960

Número de artículo: CM0020336



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LTA4H humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. LTA4H es una enzima bifuncional involucrada en la biosíntesis de leucotrieno B4 y la resolución de la inflamación. Ideal para investigación de enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTA4H Rabbit pAb
Notas / Alias	LTA4H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4048
GeneID	4048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 312-611 de LTA4H humana (NP_000886.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09960
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo