


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ltb4R Para Wb, Elisa - Q15722

Número de artículo: CM0013066



Introducción

LTB4R Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra un péptido sintético del LTB4R humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata, lo que permite la investigación sobre inflamación y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTB4R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTB1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
Especie	Humano
ID del Gen	1241
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 253-352 del LTB4R humano (NP_001137391.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q15722
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo