

Anticuerpo Policlonal Anti-Ltbp3 Para Wb, Elisa - Q9Ns15

Número de artículo: CM0013133

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-LTBP3 para WB y ELISA, reactivo con humano y rata. LTBP3 es un regulador clave de la activación de TGF-beta, asociado con la matriz extracelular. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTBP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4054
GeneID	4054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1004-1303 de LTBP3 humano (NP_001123616.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9NS15
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo