

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ltbr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Número de artículo: CM0029136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LTBR/TNFRSF3 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LTBR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TNFCR; TNFR3; D12S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4055
ID del Gen	4055
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 336-435 de LTBR humano (NP_002333.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36941
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo