

Anticuerpo Policlonal Anti-Luc7L2 Para Wb, Elisa - Q9Y383

Número de artículo: CM0015559

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LUC7L2, validado para WB y ELISA. Se dirige a LUC7L2 humana y de ratón, una proteína de unión a ARN putativa localizada en gránulos nucleares. Ideal para la investigación de empalme y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LUC7L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
Especie	Humano
GeneID (humano)	51631
GeneID	51631
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y383
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo