

Anticuerpo Policlonal Anti-Subunidad Beta De La Hormona Luteinizante (Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Número de artículo: CM0026537

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LHB humana (subunidad beta de la hormona luteinizante). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de endocrinología reproductiva y señalización hormonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3972
ID de Gen	3972
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-141 de la LHB humana (NP_000885.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01229
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo