

Anticuerpo Policlonal Anti-Subunidad Beta De Lutropina (Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Número de artículo: CM0018742

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad beta de lutropina (LHB) humana para WB, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas; adecuado para investigación en endocrinología reproductiva. PM predicho ~15 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LHB Conejo pAb
Observaciones/Alias	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; subunidad beta de lutropina; Subunidad beta de lutropina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3972
GeneID	3972
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 21-141 de LHB humana (NP_000885.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01229
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo