

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, Elisa - P55055

Número de artículo: CM0026162



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido a LXR beta/NER humano (NR1H2). Ideal para aplicaciones de Western Blot y ELISA en estudios de metabolismo del colesterol y regulación transcripcional. SWISS: P55055.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] LXR beta/NER pAb de Conejo
Observaciones/Alías	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Especie	Humano
ID de Gen	7376
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LXR beta/NER humano (NP_009052.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55055
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo