

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, If/Icc, Elisa - P55055

Número de artículo: CM0023103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LXR beta/NER, validado para WB, IF/ICC, ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo: receptor de oxisteroles LXR-beta para investigación de receptores nucleares y metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LXR beta/NER Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7376
GeneID	7376
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 180-260 de LXR beta/NER humano (NP_009052.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55055
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo