


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lxr α Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

Número de artículo: CM0011290



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LXR α humano (Q13133), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. LXR α es un receptor nuclear clave en la regulación de la homeostasis del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo LXR α
Observaciones/Alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Especie	Humano
ID del gen	10062
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de LXR α humano (Q13133).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13133
Peso molecular de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo