


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lxr $\alpha$ Para Wb Y Elisa - Q13133

Número de artículo: CM0019495



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al receptor de oxisteroles LXR-alfa (Liver X Receptor alpha) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la homeostasis del colesterol y la señalización de receptores nucleares.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | LXR $\alpha$ Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR $\alpha$                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID de Gen           | 10062                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-230 de LXR $\alpha$ humano (NP_005684.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                       |
| SWISS               | Q13133                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |