

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ly-6G Para Fc - P35461

Número de artículo: CM0012463

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el Ly-6G (Gr-1) de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la inmunofenotipificación de granulocitos en médula ósea de ratón y otros tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ly-6G de ratón
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	80740
GeneID	546644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-134 del Ly-6G de ratón (NP_001297367.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo