

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ly-6G Para Wb, If-P, Elisa - P35461

Número de artículo: CM0023721

Introducción

El pAb de conejo Ly-6G es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta específicamente el Ly-6G de ratón, una proteína anclada a GPI expresada en la médula ósea, ideal para estudios de células mieloides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Ly-6G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GenelD	546644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-105 del Ly-6G de ratón (NP_001297367.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo