

Anticuerpo Policlonal De Cone Anti-Ly6E Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16553

Número de artículo: CM0018602

Introducción

Anticuerpo policlonal de cone contra LY6E humano (RIG-E/SCA-2); validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de células T y entrada de coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LY6E pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
Especie	Humano
GeneID (humano)	4061
GeneID	4061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-101 del LY6E humano (NP_002337.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16553
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo