


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Para Wb/Elisa - O60449

Número de artículo: CM0017031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el LY75 humano (DEC-205, CD205), generado contra proteína recombinante (aa 216-501). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano y ratón. Adecuado para estudios de receptores endocíticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LY75 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4065
GeneID	4065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-501 del LY75 humano (NP_002340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60449
Peso Proteico	198kDa
Envío	Bolsa de hielo