

Anticuerpo Policlonal Anti-Ly86 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095711

Número de artículo: CM0030217



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-LY86 (MD-1) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con LY86 humana y de ratón. Ideal para la investigación de inmunidad innata y señalización LPS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LY86 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9450
GeneID	9450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-162 de LY86 humana (NP_004262.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95711
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo