

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ly86 Para Wb, Elisa - O95711

Número de artículo: CM0019856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra LY86 (MD1) humano. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de inmunidad innata e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LY86 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9450
GeneID	9450
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95711
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo