

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ly96 Para Wb, Elisa - Q9Y6Y9

Número de artículo: CM0024430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LY96 humano (MD-2), validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Una herramienta esencial para estudiar la señalización LPS/TLR4 y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LY96 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23643
GeneID	23643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-160 del LY96 humano (NP_056179.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y6Y9
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo