


## Anticuerpo Policlonal Anti-Lyn Para Wb, Elisa - P07948

Número de artículo: CM0023162



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Lyn humano (JTK8, p53Lyn, p56Lyn) validado para WB y ELISA; reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de células B y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Lyn pAb de conejo                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 4067                                                                                                                            |
| GeneID              | 4067                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de Lyn humano (NP_002341.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                             |
| SWISS               | P07948                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 59kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |