

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lypla1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Número de artículo: CM0031032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LYPLA1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la acil-proteína tioesterasa 1 (25 kDa) humana y de ratón, un regulador clave de la palmitoilación de proteínas y el metabolismo de lisofosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LYPLA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	10434
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de LYPLA1 humano (NP_006321.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	O75608
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo