

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lyrm1 Para Wb Y Elisa - O43325

Número de artículo: CM0018186

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LYRM1 humano, adecuado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Investigue el papel de LYRM1 en la proliferación y apoptosis de preadipocitos en el tejido adiposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LYRM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A211C6.1; LYRM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57149
GeneID	57149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-122 de LYRM1 humano (NP_065157.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O43325
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo