

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lisozima (Lyz) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61626

Número de artículo: CM0003032



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante contra Lisozima C humana (LYZ) validado para WB, IHC-P, ELISA. Adecuado para estudios de inmunidad innata, defensa antimicrobiana e investigación de amiloidosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Lisozima (LYZ)
Observaciones/Alias	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4069
GeneID	4069
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Lisozima (LYZ) humana (NP_000230.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61626
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo