

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lisozima (Lyz) Para Wb, If-P, Elisa - P61626

Número de artículo: CM0002221



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la Lisozima C humana (LYZ). Validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Dirigido a la enzima bacteriolítica en investigación de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Lisozima (LYZ)
Observaciones/Alias	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4069
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Lisozima humana (LYZ) (P61626).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61626
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo