

Anticuerpo Policlonal Anti-Lysrs/Kars Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15046

Número de artículo: CM0017049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LysRS/KARS humano (KARS1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. LysRS cataliza la aminoacilación del tRNA y actúa como molécula de señalización. Validado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LysRS/KARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFNB89; LysRS/KARS
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 298-597 de LysRS/LysRS/KARS humano (NP_005539.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15046
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo