


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lysrs/Kars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15046

Número de artículo: CM0009758



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-LysRS/KARS para la detección de Lisil-tRNA sintetasa en muestras humanas, de ratón y rata mediante WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para materia prima de IVD y aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LysRS/KARS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3735
GeneID	3735
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15046
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo