


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lyve1 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Número de artículo: CM0008738



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra LYVE1 humano (receptor 1 de ácido hialurónico del endotelio de vasos linfáticos). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la biología de las células endoteliales linfáticas y el transporte de hialuronano.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del producto	LYVE1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10894
ID de gen	10894
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5Y7
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo