

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lyve1 Para Wb Y Elisa - Q8Bhc0

Número de artículo: CM0018907



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra Lyve1 es un pAb de conejo obtenido contra Lyve1 de ratón (aa 30-228), validado para Western blot y ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es ideal para estudiar la función del receptor 1 de hialuronano de endotelio linfático y el transporte de hialuronano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Lyve1
Observaciones/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Especie	Ratón
GeneID	114332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-228 de Lyve1 de ratón (NP_444477.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8BHC0
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo