


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lyve1 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Número de artículo: CM0025601



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce LYVE1 (receptor 1 de ácido hialurónico del endotelio de vasos linfáticos) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón, ideal para la investigación de vasos linfáticos y hialuronano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LYVE1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10894
GeneID	10894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-238 del LYVE1 humano (NP_006682.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5Y7
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo