

Anticuerpo Policlonal Anti-Lyxl6 Para Wb Y Elisa - 075951

Número de artículo: CM0016900

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a LYXL6 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigación en fertilidad y antimicrobiana, detecta una proteína de ~17 kDa de muestras de testículo y esperma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LYXL6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LYC1; LYXB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYXL6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57151
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-148 de LYXL6 humano (NP_065159.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075951
Peso de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo