

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lztr1 Para Wb, Elisa - Q8N653

Número de artículo: CM0024950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LZTR1 validado para WB y ELISA. Detecta LZTR1 humano, de ratón y de rata, un adaptador específico de sustrato del complejo ligasa E3 de ubiquitina BCR que regula la señalización Ras-MAPK. Ideal para la investigación en oncología y enfermedades del neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LZTR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8216
GeneID	8216
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-545 de LZTR1 humano (NP_006758.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N653
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo