


Anticuerpo Policlonal Anti-M6Pr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Número de artículo: CM0021125



Introducción

CamelBio proporciona un anticuerpo policlonal Anti-M6PR validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el tráfico de enzimas lisosomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] M6PR Conejo pAb
Observaciones/Alias	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
Especie	Humano
GeneID	4074
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20645
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo