


Anticuerpo Monoclonal Anti-MacroH2A.1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Número de artículo: CM0008132



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante macroH2A.1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta macroH2A.1 humano, de ratón y de rata, una histona variante involucrada en la represión transcripcional y el metabolismo del NAD⁺. Ideal para investigación en cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo macroH2A.1
Observaciones/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9555
GeneID	9555
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de macroH2A.1 humano (O75367)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75367
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo