


Anticuerpo Policlonal Anti-MacroH2A.1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075367

Número de artículo: CM0021307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra macroH2A.1 (H2AFY), una histona variante implicada en la represión transcripcional, la inactivación del cromosoma X y el metabolismo del NAD⁺. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] macroH2A.1 Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	9555
ID Gen	9555
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 123-372 de macroH2A.1 humano (NP_613258.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075367
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo