


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-MacroH2A.1 Para Wb, Elisa - O75367

Número de artículo: CM0021345



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la macroH2A.1 humana (H2AFY), validado para WB y ELISA. Reconoce isoformas humanas y de rata; es una variante de histona central implicada en la represión de la transcripción y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-macroH2A.1
Observaciones/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Especie	Humano
ID de gen	9555
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la macroH2A.1 humana (NP_613258.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O75367
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo