


Anticuerpo Policlonal Anti-Mad1L1 Para Wb Y Elisa - Q9Y6D9

Número de artículo: CM0020113



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAD1L1 humano para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Adecuado para investigaciones sobre el punto de control del ensamblaje del huso, la segregación cromosómica y la señalización del punto de control mitótico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAD1L1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8379
GeneID	8379
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MAD1L1 humano (NP_003541.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q9Y6D9
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo