


Anticuerpo Policlonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI95

Número de artículo: CM0013781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAD2B/MAD2L2 (REV7) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Útil para estudios de respuesta al daño en el ADN y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10459
GeneID	10459
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UI95
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo