


Anticuerpo Policlonal Anti-Mad2B/Mad2L2 Para Wb - Q9Ui95

Número de artículo: CM0026857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAD2B/MAD2L2 (REV7), validado para WB y ELISA en humano y ratón. Esta proteína del punto de control del huso mitótico está involucrada en la reparación del daño del ADN y en la síntesis translesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra MAD2B/MAD2L2
Observaciones/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10459
GeneID	10459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de MAD2B/MAD2L2 humano (NP_006332.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Ui95
Peso Molecular de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo