

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mad2L1Bp Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15013

Número de artículo: CM0002860



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra MAD2L1BP (p31(comet)) humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación sobre el punto de control del huso mitótico y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MAD2L1BP de conejo
Notas / Alias	CMT2; MAD2L1BP
Especie	Humano
ID genético (Humano)	9587
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15013
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo