

Anticuerpo Policlonal Anti-Mad2/Mad2L1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13257

Número de artículo: CM0019242



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAD2/MAD2L1 humano, una proteína crítica del punto de control mitótico. Validado en IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MAD2/MAD2L1
Observaciones/alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4085
GeneID	4085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de MAD2/MAD2/MAD2L1 humano (NP_002349.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13257
Peso molecular	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo