

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mad2/Mad2L1 Para Wb, Elisa - Q13257

Número de artículo: CM0003058



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-MAD2/MAD2L1 para aplicaciones de WB y ELISA. Diseñado para detectar la proteína humana MAD2A, un componente crítico del punto de control del ensamblaje del huso. Adecuado para investigación del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo MAD2/MAD2L1
Observaciones/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4085
ID del Gen	4085
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de MAD2/MAD2L1 humano (Q13257).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13257
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo