

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mad2/Mad2L1 Para Wb, Elisa - Q13257

Número de artículo: CM0023365



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAD2/MAD2L1 humano, una proteína del punto de control del huso mitótico. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4085
GeneID	4085
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de MAD2/MAD2L1 humano (NP_002349.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13257
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo